


SAC STERILE ZIP LOCK (PLAT TEMOIN) 180 X 250 MM PAR 1000



Echantillonnage de plats témoins

Juste avant le service, et après s'être soigneusement lavé les mains, le responsable effectue le prélèvement de chaque plat dans un récipient approprié et inscrit la date du jour à l'aide de l'étiquette. Tout est ensuite stocké en chambre froide, dans une boîte à tiroir marquée du jour (lundi, mardi...). Le stockage devra durer 5 jours minimum, le sixième jour on utilise la première boîte qui est vidée des anciens éléments. Différents éléments du concept de prélèvement sont de qualité alimentaire et restent à l'abri des contacts contaminant et de la poussière jusqu'à utilisation.

Economie L'installation du concept faite, seuls les contenants jetables sont à renouveler 1 récipient par plats servis par jour.

Faciles à remplir (large ouverture)

- Stériles (donc non contaminants)
- Identifiables (Zone D'inscription blanche au stylo-bille) - Fermeture facile grâce au Système ZIP Lock. Très économiques

Dim. 180 x 250 mm.

Sous sachet de 100

Carton de 1000