



Référence	A150ABACE	12
Désignation	BACTERICIDE AUTOPERCUTANT	150 ML

### Informations produits

Aérosol bactéricide désinfectant one-shot 150 ml

Dimensions de l'unité : hauteur 105 mm sur diamètre 52 mm

Poids de l'unité : 196 g

12 aérosols dans un carton = 1 UVC

#### Composants :

Aérosol en fer blanc

Produit actif : Alcool isopropylique et Ethanol. Agents à caractères bactéricides et fongicides.

#### Caractéristiques techniques :

Contenance 150 ml

Capot blanc

Propulseur : 1234 ZE - CO2

Activité antibactérienne et anti fongique conformément à la norme EN 1276 et 1650.

Activité virucide (Hépatite B, VIH, coronavirus, influenza virus...) conformément à la norme EN14476 :2013+A1 :2015 (en conditions de propreté).

Efficace sur virus H1N1 (en condition de propreté).

Arrête la prolifération des micro-organismes.

Désodorise, élimine les mauvaises odeurs en les attaquant à leur source : produit assurant une action sur les virus, bactéries, levures et moisissures.

Convient pour toutes les surfaces nécessitant une propreté impeccable et pour les problèmes de désinfection ambiante.

#### Mode d'emploi :

- Évacuer les personnes et animaux de la pièce à traiter.
- Agiter l'aérosol avant usage.
- Positionner l'aérosol dans la pièce.
- Fermer les fenêtres.
- Enlever la languette de sécurité.
- Actionner le bouton poussoir et le verrouiller en le vissant.
- Sortir de la pièce.
- Laisser l'aérosol se vider
- Laisser agir au minimum 30 min.
- Bien ventiler après usage.

Ne pas pulvériser à proximité des aquariums et en contact direct avec les denrées alimentaires. L'aérosol traite un volume de 100m3.

#### Mode d'emploi (utilisation dans les véhicules) :

- Agiter l'aérosol avant usage.
- Reculer les sièges avant au maximum et positionner l'aérosol sur le tapis.
- Fermer les fenêtres du véhicule.
- Ouvrir tous les volets d'aération du véhicule et mettre le moteur en marche avec la climatisation en circuit fermé (recyclage intérieur).
- Actionner le bouton vis et quitter le véhicule.
- Laisser agir une quinzaine de minutes.
- Puis arrêter le moteur et la climatisation.
- Bien ventiler le véhicule après usage.





Référence	A150ABACE	12
Désignation	BACTERICIDE AUTOPERCUTANT	150 ML

### Informations diverses

Nomenclature douanière	33074900	Pays d'origine	FR
COV	99,5 %	229	Gr
TGAP	0		
DEEE	0		

### Informations logistiques

#### Données logistiques UVC

Poids net UVC (kg)	2,352		
Dimensions UVC (cm)	21,50	16,50	15,40
EAN13 :	3613678006990		

#### Données logistiques carton

Poids brut carton (kg)	2,45		
Dimensions carton (cm)	21,50	16,50	15,40
EAN13 :	0000000000000		

#### Données logistiques palette

Poids brut (kg) (hors pds pal)	486,00		
Dimensions palette (cm)	120,00	80,00	135,00
EAN13 :			

Nb UVC par carton	1	Nb carton par rang	24	Nb rang par palette	8
-------------------	---	--------------------	----	---------------------	---