

ISOGVNB608

FICHE TECHNIQUE

MÉDIPROTEC®



GANT VINYLE NITRILE BLEU PREMIUM NON POUDRÉ

Matière : Gant en vinyle nitrile

Couleur : Bleu

AQL 1.5

Non poudré

Ambidextre

Bord roulé

Retirer les gants en évitant de toucher la partie extérieure. Pour cela, replier l'extrémité de la manchette et retirer les gants en les retournant

Qualité médicale



Tailles disponibles

S
6/7

M
7/8

L
8/9

XL
9/10

Reference MEDIPROTEC	Longueur (mm) ± 5	Largeur paume (mm) ± 5	Poids (G) ± 0.2	Epaisseur (mm)		
				Doigt	Paume	Bord
ISOGVNB608-S	240	85	4,5	0,08 ± 0,02	0,08 ± 0,02	0,06 ± 0,02
ISOGVNB608-M	240	95	5			
ISOGVNB608-L	240	105	5,5			
ISOGVNB608-XL	240	115	6			

Normalisation

Règlement UE 2016/425 sur les EPI - Catégorie III Risques mortels ou dommages irréversibles

Règlement UE 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux - Classe 1

Conforme à la réglementation REACH

EN 21420:2020

Exigences générales pour les gants de protection

EN 455-1-2

Gants médicaux non réutilisables : détection des trous, propriétés physiques, évaluation biologique

EN 374-1/Type B

EN 374-5:2016



KTP



VIRUS

Gant de protection contre les produits chimiques dangereux et les micro-organismes



Aptes aux contacts alimentaires selon la directive CE 1935/2004

Restrictions : Ne convient pas aux contacts d'aliments gras

Système de management certifié

Conditionnement

	Boite	Carton	Palette
Conditionnement	Boite de 100 gants	Carton de 1000 gants - 10 x 100	70 CC - 7 couches x 10 CC (S) 66 CC - 6 couches x 11 CC (M, L, XL)
Dimensions en cm	21,5 x 12 x 6,4 cm (S) 24 x 12 x 6 cm (M, L, XL)	34 x 25 x 23 cm (S) 31,5 x 25 x 25 cm (M, L, XL)	80 x 120 cm

EAN 13	S (6-7)	M (7-8)	L (8-9)	XL (9-10)
Barre code Inner	3221170020460	3221170020484	3221170020507	3221170020521
Barre code Outer	3221170020477	3221170020491	3221170020514	3221170020538

Avantages

- Dextérité
- Imperméabilité : protection optimale contre les risques de contamination et de transmission
- Résistance
- Gainant : s'adapte parfaitement à la main
- Non poudré : l'absence de poudre limite les risques allergiques

Secteurs d'utilisation



Conditions de stockage et de conservation

Durée de validité du produit	5 ans (date de péremption indiqué sur la boite et le carton)
Origine	CHINE
Code douanier	3926200000

